

Тип оборудования	Наименование	Описание	Цена, USD
Электрокардиограф	ECG 1001	1-канальный электрокардиограф, русскоязычное меню, аккумулятор	950.00
Электрокардиограф	ECG 1003	3-канальный электрокардиограф, русскоязычное меню, интерпретация, графический ЖК-экран, аккумулятор	1700.00
Электрокардиограф	ECG 1006	6-канальный электрокардиограф, русскоязычное меню, интерпретация, графический ЖК-экран, аккумулятор	2300.00
Электрокардиограф	ECG 1012	12-канальный электрокардиограф, русскоязычное меню, интерпретация, графический ЖК-экран, аккумулятор	3200.00
Ультразвуковой сканер	Partner 2060	Портативный монохромный ультразвуковой сканер, 2 порта для датчиков, в комплекте с датчиком C361, 2.5 -- 5,0 МГц	7900.00
Ультразвуковой сканер	Explorer 2100	Цифровая портативная цветная УЗ система с расширенными возможностями в исследовании сердца и сосудов, фазированное секторное сканирование, с датчиком C344, 2.5 -- 5,0 МГц	28000.00
		С 4 датчиками (конвексный, линейный, трансвагинальный, ФАП-сектор)	45000.00
Ультразвуковой сканер	Explorer 2500	Цифровая цветная ультразвуковая система с расширенными возможностями в исследовании сердца и сосудов, фазированное секторное сканирование, 3 порта датчиков, в комплекте с 4 датчиками	62000.00
		В комплекте с конвексным датчиком C344, 2.5 -- 5,0 МГц	44500.00
Транскраниальный доплер	Cranius 2700	Транскраниальная доплеровская система для неинвазивной диагностики сосудов головного мозга	8500.00
Наркозно-дыхательный аппарат	Practice 3000	Наркозно-дыхательный аппарат для детей и взрослых со встроенным монитором дыхательных функций.	13800.00
Наркозно-дыхательный аппарат	Practice 3100	Наркозно-дыхательный аппарат для использования для детей и взрослых со встроенным 10.4" TFT монитором дыхательных функций.	24000.00
Компрессор		Компрессор медицинского воздуха. Производительность 45 л/мин, давление на выходе 0,4 Мпа, уровень шума: менее 49 Дб	3500.00
Аппарат ИВЛ	Aeros 4500	Аппарат ИВЛ для детей и взрослых с большим графическим монитором	18500.00
Аппарат ИВЛ	Aeros 4300	Портативный аппарат ИВЛ для детей и взрослых	4200.00
Прикроватный монитор	Storm 5600	Прикроватный монитор, дисплей 12", аккумулятор. Базовая конфигурация: ЭКГ, дыхание, NIBP, SpO2, T	3950.00
		5600-02: База + IBP	5100.00
		5600-04: База + CO2	7800.00
		5600-05: База + IBP + CO2	9000.00
Прикроватный монитор	Storm 5900	Прикроватный монитор, дисплей 10", аккумулятор. Базовая конфигурация: ЭКГ, дыхание, NIBP, SpO2, T	3500.00
		5900-02: База + IBP	4700.00
		5900-04: База + CO2	7300.00
		5900-05: База + IBP + CO2	8400.00
		* - Встроенный принтер для мониторов серии Storm 5900 и 5600	300.00
Фетальный монитор	Overtone 6100	Фетальный монитор со встроенным термопринтером	
		6100-01: ЧСС плода, токометрия, подвижность плода	2600.00
		6100-02: ЧСС близнецов, токометрия, подвижность плода	3000.00
		6100-03: ЧСС плода, токометрия, подвижность плода, ЭКГ плода и внутриматочное давление во время родов	4500.00
Фетальный монитор	Overtone 6200	Фетальный монитор с графическим 6" дисплеем и встроенным аккумулятором и термопринтером	
		6200-01: ЧСС плода, токометрия, подвижность плода	3200.00
		6200-02: ЧСС близнецов, токометрия, подвижность плода	3800.00
		6200-03: ЧСС плода, токометрия, подвижность плода, ЭКГ плода и внутриматочное давление во время родов	5150.00
Фетальный доплер	Overtone 6000	Ручной эхограф для определения сердцебиения плода	400.00

Тип оборудования	Наименование	Описание	Цена, USD
Вакуумный экстрактор	Vacus 7018	Портативный экстрактор, 18 л/мин, вакуум 20 - 80 кПа, емкость 1000 мл, вес 4.5 кг	700.00
Вакуумный экстрактор	Vacus 7032	Портативный экстрактор, 32 л/мин, вакуум 20 - 90 кПа, емкость 2000 мл, вес 5 кг	950.00
Вакуумный экстрактор	Vacus 7208	Гинекологический вакуумный экстрактор, 20 л/мин, вакуум 20 - 90 кПа, емкость 1000 мл, 8 кг	950.00
Вакуумный экстрактор	Vacus 7209	Вакуумный экстрактор для неотложной помощи, 20 л/мин, вакуум 20 - 80 кПа, 1000 мл, 10.5 кг, аккумулятор	1000.00
Вакуумный экстрактор	Vacus 7303	Хирургический электроотсасыватель эргономичного дизайна, 30 л/мин, вакуум 20 - 90 кПа, емкости 2000+1000 мл, 12 кг	1100.00
Вакуумный экстрактор	Vacus 7305	Хирургический электроотсасыватель, 30 л/мин, вакуум 20 - 90 кПа, емкости 2500+2500 мл, 21,5 кг	1250.00
Вакуумный экстрактор	Vacus 7308	Хирургический электроотсасыватель, 80 л/мин, вакуум 20 - 90 кПа, емкости 4000+4000 мл, 25,5 кг	1600.00
Гинекологическое кресло	Grace 8400	Гинекологическое кресло с электромеханическим приводом	4500.00
Операционный стол	Surgery 8500	Операционный стол с механогидравлическим приводом	6100.00
Операционный стол	Surgery 8600	Операционный стол с электрогидравлическим приводом	10100.00
		<i>Ортопедическая приставка к операционным столам</i>	3500.00
Гематологический анализатор	HemaLite	19 анализируемых параметров + 3 гистограммы, дифференциация лейкоцитов на 3 субпопуляции. 60 тестов в час	12100.00
Полуавтоматический биохимический анализатор	Torus	Полуавтоматический биохимический анализатор с большим сенсорным дисплеем, встроенным термопринтером и памятью на 3000 результатов	3500.00
Автоматический биохимический анализатор	Torus Pro	Полностью автоматический биохимический анализатор с производительностью до 300 тестов в час	39500.00
Инкубатор для новорожденных	BabyGuard I-1103	Инкубатор для новорожденных детей с компьютерным контролем температуры воздуха и температуры тела	5850.00
Инкубатор для новорожденных	BabyGuard I-1107	Инкубатор для новорожденных детей с компьютерным контролем температуры воздуха, температуры тела, и влажности воздуха	6900.00
Инкубатор для новорожденных	BabyGuard I-1120	Инкубатор для новорожденных детей с сервоконтролем температуры воздуха, температуры тела и влажности.	9200.00
		<i>Опционально: сервоконтроль кислорода</i>	500.00
Весы		* - Встроенные весы для всех моделей инкубаторов	1000.00
Блок фототерапии	BabyGuard U-1131	Фототерапевтическое устройство с керамическим нагревателем	980.00
Открытая реанимационная система	BabyGuard W-1140	Открытая реанимационная система с блоком фототерапии. Компьютерный контроль температуры. Кассета для рентгеновской пленки	5950.00